

## CLOUTH DOCTOR-CUT®

### Zerkleinerungsmaschine für Schaberklingen

#### AUSFÜHRUNG

Aluminium / Verbundfaser foliert

Eingebaute Vorschubeinheit

START/VOR/STOP Funktion, NOTAUS Schalter, EIN/AUS Schalter

gehärtetes Stahlmesser (auswechselbar)

400-500 V AC

Gewicht: 350 kg

Auffangbehälter / Stapler-Kastenwagen (optional)

#### EIGENSCHAFTEN

Für Kunststoff- und Metallklingen geeignet

Vermindert Verletzungsgefahr beim Umgang mit gebrauchten Klingen

Kein Nietenausbau erforderlich

Einfache und sichere Handhabung

Platz- und kostensparende Entsorgung

Reststückgröße ca. 150 - 160 mm

Schnittgeschwindigkeit ca. 10 m pro Minute

Einziehbar Rollen und GummifüÙe für leichte Bewegung und sicheren Stand



**JOH. CLOUTH®**  
A CLOUTH GROUP MEMBER

#### Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-StraÙe 1-5

D-42499 Hückeswagen

Telefon: + 49 2192 853-0

E-Mail: [sales@clouth-group.com](mailto:sales@clouth-group.com)