

CLOUTH DOCTOR-CUT®

Zerkleinerungsmaschine für Schaberklingen

AUSFÜHRUNG

Aluminium / Verbundfaser foliert

Eingebaute Vorschubeinheit

START/VOR/STOP Funktion, NOTAUS Schalter, EIN/AUS Schalter

gehärtetes Stahlmesser (auswechselbar)

400-500 V AC

Gewicht: 350 kg

Auffangbehälter / Stapler-Kastenwagen (optional)

EIGENSCHAFTEN

Für Kunststoff- und Metallklingen geeignet

Vermindert Verletzungsgefahr beim Umgang mit gebrauchten Klingen

Kein Nietenausbau erforderlich

Einfache und sichere Handhabung

Platz- und kostensparende Entsorgung

Reststückgröße ca. 150 - 160 mm

Schnittgeschwindigkeit ca. 10 m pro Minute

Einziehbare Rollen und GummifüÙe für leichte Bewegung und sicheren Stand



JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-StraÙe 1-5

D-42499 Hückeswagen

Telefon: + 49 2192 853-0

E-Mail: sales@clouth-group.com